



Soro de Equídeo

Coletado a partir da fonte:

Quando os pesquisadores escolhem seu soro, um fator importante que deve ser levado em consideração é a fonte, que também enfatiza a rastreabilidade do soro.

Nosso sistema de integração vertical nos permite ter certeza das origens e rastreabilidade do nosso soro.

Cada lote fabricado é rigorosamente controlado, desde a coleta de soro e em todas as etapas de seu tratamento e produção até a embalagem final em nossas instalações.

O Soro de Equídeo Bio Nutrientes é derivado de sangue total coagulado coletado assepticamente de cavalos, através da veia jugular.

Filtração:

Tamanho do Filtro Final: 0.2 µm

Esterilidade:

Todos os soros são testados quanto à ausência de bactérias aeróbios e anaeróbicos, fungos, leveduras.

Hemoglobina:

O nível de hemoglobina é medido por espectrofotômetro.

Proteína Total:

Determinado por Refratômetria.

País de origem:

O produto é proveniente do Brasil.

Condições de armazenamento:

Armazenar a -18° C

Validade:

4 anos

Recomendações de uso:

- Respeite as condições de armazenamento do soro
- Não use o soro após o prazo de validade
- Armazene o soro em uma área protegida da luz
- Manipular o soro em condições assépticas (por exemplo: sob fluxo de ar laminar)
- Use roupas adequadas à manipulação do soro para evitar a contaminação (por exemplo: luvas, máscara, touca, em geral...)
- Para preservar todas as qualidades séricas, recomenda-se descongelar o frasco, fracionar e depois voltar a congelar os frascos produzidos, em vez de descongelar e voltar a congelar o frasco em cada utilização.
- Recomenda-se usar o soro imediatamente após o descongelamento. No entanto, se não for possível, armazenar o soro descongelado entre 1°C e 8°C.